

# 术后护理系列 (颈圈系列) 产品目录

## KRUUSE Postoperative Care Collar Catalogue



**BUSTER**

## 术后护理系列 (颈圈系列)

本目录介绍了全球兽医和专家都在使用的古氏术后护理产品系列中的颈圈。为防止动物舔舐身体的术后部位,我们提供了很多古氏独创的不同类型的犬猫专用一次性巴思图颈圈。

### 巴思图颈圈

- 巴思图Premium高端颈圈
- 巴思图Classic经典颈圈
- 巴思图Classic Transparent经典透明颈圈
- 巴思图Comfort舒适易扣颈圈
- 巴思图Clic易扣颈圈
- 巴思图Design带图案易扣颈圈



**BUSTER**

# 巴思图Premium高端颈圈

巴思图高端颈圈是巴思图犬用颈圈系列中的最优质的创新产品！

高端犬用颈圈材质柔软, 灵活, 是患犬手术后或皮肤、外伤恢复时的理想选择。同时防止因过度舔舐或啃咬而导致伤口病变加剧。

- 高端品质
- 快速佩戴
- 安全服帖

给爱犬最好的

巴思图高端犬用颈圈适用于：

- 术后护理
- 伤口护理
- 动物绝育去势术后恢复
- 皮肤急性湿性皮炎或其他皮肤损伤护理
- 皮肤疾病护理

## 源于深思熟虑的设计理念



### 舒适性极佳

-外缘包边, 防止刮伤家具, 而对狗狗而言, 这也是一种静音设计

### 安全性高, 佩戴服帖

-颈圈自带固定带和尼龙魔术贴。  
固定带氯丁橡胶是一种高弹性的潜水材料, 保证紧密贴合, 无需额外使用项圈或颈带

### 快速佩戴

-颈圈无需装配, 只需直接套在脖子上, 把尼龙魔术贴贴上。  
使颈圈装配和佩戴时间从原来的几分钟缩短到几秒

### 符合工程力学的裁剪

-颈圈透明罩部分100% 聚丙烯PP材质, 并有一个开口, 符合犬颈部曲线, 保证睡觉或休息时更舒适。  
这一切口也方便操作人员操作

### 减少皮肤刺激


-颈圈内侧带有防护包边, 更舒适, 并减少皮肤刺激

### 柔软, 灵活, 舒适的高弹颈部固定带

-颈圈后段设计有柔软、灵活和舒适的固定带

尺寸列表

尺寸	XXS	XS	S	M	L
<b>A :</b> 脖子尺寸 周长(cm) 相应直径Ø(cm) 平均值(cm) (测量耳后位置)	14-19 4.5-6 16.5	19-25 6-8 22	25-33 8-10.5 29	33-38 10.5-12 35.5	38-50 12-16 45.5
<b>B :</b> 肩部尺寸 周长 (cm) 相应直径Ø (cm) (颈圈在肩部的最大伸展尺寸)	22 7	28 9	37.5 12	50 16	63 20
<b>C :</b> 脖子长度 (可适当伸展) 平均值(cm)	3-7 5	5-11 8	8-14 11	10-16.5 14	14-22 17
<b>D :</b> 鼻尖到耳朵的长度 (可适当伸展) 平均值 (cm)	8-10 9	10-13 12	13-19 16	19-25 22	25-30 27



尺寸推荐  
 高端颈圈提供5种尺寸可选

货号	尺寸	包装	适用犬种	适用体重
273528	XXS 微小号	5个/盒	吉娃娃, 日本犬, 马尔济斯犬等	1-3 kg
273529	XS 超小号	5个/盒	比熊犬, 棉花面纱犬, 蝴蝶犬等	3-5 kg
273531	S小号	5个/盒	凯安梗, 贵宾犬, 博得猎狐梗, 查理王小猎犬等	5-10 kg
273532	M中号	5个/盒	边牧犬, 比格犬, 斯塔福郡斗牛梗, 史宾格犬等	10-20 kg
273533	L大号	5个/盒	德牧, 拉布拉多, 金毛, 平毛寻回犬等	20-35 kg



273534 巴思图高端犬用颈圈 组合装 5个/盒, XXS-L 各一个

装配说明



第一步

- 将犬的头套进去



第二步

- 粘上魔术贴

快速佩戴, 安全舒适



扫描二维码观看操作视频

## 巴思图Clic易扣颈圈

Clic易扣颈圈因其装配方法快速便捷,用装配声音“Clic”而得名。  
颈圈装配方式简单,就如同给您的衬衫系扣一样简单。  
全透明材质使动物视野无遮挡,材质柔软而操作灵活。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP。

货号	描述
273480	巴思图易扣颈圈 7.5 cm, 10个/盒
273481	巴思图易扣颈圈 10 cm, 10个/盒
273482	巴思图易扣颈圈 12.5 cm, 10个/盒
273483	巴思图易扣颈圈 15 cm, 10个/盒
273484	巴思图易扣颈圈 20 cm, 10个/盒
273485	巴思图易扣颈圈 25 cm, 10个/盒
273486	巴思图易扣颈圈 30 cm, 10个/盒
273488	巴思图易扣颈圈 35 cm
273487	巴思图易扣颈圈 40 cm
273489	巴思图易扣颈圈 组合装 7.5 - 30 cm各一个, 7个/盒
273490	巴思图易扣颈圈 组合装, 20个/盒 2 x 7.5 cm, 3 x 10 cm, 3 x 12.5 cm, 3 x 15 cm, 3 x 20 cm, 3 x 25 cm和3 x 30 cm




## 巴思图Comfort舒适易扣颈圈


此款颈圈在易扣颈圈基础上增加设计了一条橡胶包边。  
全透明材质使动物视野无遮挡,材质柔软而操作灵活。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP。

货号	描述
273900	巴思图舒适易扣颈圈 7.5 cm, 5个/盒
273901	巴思图舒适易扣颈圈 10 cm, 5个/盒
273902	巴思图舒适易扣颈圈 12.5 cm, 5个/盒
273903	巴思图舒适易扣颈圈 15 cm, 5个/盒
273904	巴思图舒适易扣颈圈 20 cm, 5个/盒
273905	巴思图舒适易扣颈圈 25 cm, 5个/盒
273906	巴思图舒适易扣颈圈 30 cm, 5个/盒
273907	巴思图舒适易扣颈圈 组合装 7.5 - 30 cm各一个, 7个/盒



图示：巴思图易扣颈圈/舒适易扣颈圈



操作说明：装配巴思图易扣颈圈/舒适易扣颈圈



扫描二维码观看操作视频

**BUSTER**

## 巴思图Classic经典颈圈

巴思图一次性防护犬用颈圈是古氏公司的经典产品。预防患犬触碰或损伤头部或身体部位的伤口。使用灵活并操作简便。提供9种尺寸,满足各类犬种的需求。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP

货号	描述
273310	巴思图经典颈圈 白色不透明 7.5 cm, 10个/盒
273320	巴思图经典颈圈 白色不透明 10 cm, 10个/盒
273325	巴思图经典颈圈 白色不透明 12.5 cm, 10个/盒
273330	巴思图经典颈圈 白色不透明 15 cm, 10个/盒
273340	巴思图经典颈圈 白色不透明 20 cm, 10个/盒
273350	巴思图经典颈圈 白色不透明 25 cm, 10个/盒
273360	巴思图经典颈圈 白色不透明 30 cm, 10个/盒
273368	巴思图经典颈圈 白色不透明 35 cm
273367	巴思图经典颈圈 白色不透明 40 cm
273369	巴思图经典颈圈 白色不透明 组合装 7.5 - 30 cm各一个, 7个/盒




## 巴思图Classic Transparent经典透明颈圈


巴思图经典犬用颈圈同时设计有无色全透明式样,使用灵活并操作简便。提供9种尺寸,满足各类犬种的需求。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP。

货号	描述
273391	巴思图经典颈圈 无色透明 7.5 cm, 10个/盒
273392	巴思图经典颈圈 无色透明 10 cm, 10个/盒
273393	巴思图经典颈圈 无色透明 12.5 cm, 10个/盒
273394	巴思图经典颈圈 无色透明 15 cm, 10个/盒
273395	巴思图经典颈圈 无色透明 20 cm, 10个/盒
273396	巴思图经典颈圈 无色透明 25 cm, 10个/盒
273397	巴思图经典颈圈 无色透明 30 cm, 10个/盒
273399	巴思图经典颈圈 无色透明 35 cm
273398	巴思图经典颈圈 无色透明 40 cm
273389	巴思图经典颈圈 无色透明 组合装 7.5 - 30 cm各一个, 7个/盒



图示：巴思图经典颈圈



操作说明：装配巴思图经典颈圈

**BUSTER**

# 巴思图带“彩色骨头”图案易扣颈圈

巴思图带“彩色骨头”图案颈圈，让动物出院回家的时候看起来更可爱有趣。动物带着印花图案的颈圈，醒目的颜色使宠主充满惊喜和欢乐。

- 沿用易扣颈圈的装配方式
- 不同尺寸有不同的图案颜色
- 可以保护全身
- 设计有多个调节点，以确保颈圈适用于不同大小的体型
- 提供7个尺寸可选




巴思图带“彩色骨头”图案易扣颈圈适用于：

- 术后护理
- 伤口护理
- 动物绝育去势术后恢复
- 皮肤急性湿性皮炎或其他皮肤损伤护理
- 皮肤疾病护理



货号	尺寸	包装	颜色
273731	7.5 cm	10 个/盒	
273732	10 cm	10 个/盒	
273733	12.5 cm	10 个/盒	
273734	15 cm	10 个/盒	
273735	20 cm	10 个/盒	
273736	25 cm	10 个/盒	
273737	30 cm	10 个/盒	

273538 巴思图带“彩色骨头”图案易扣颈圈 组合装  
7.5 - 30 cm 各一个, 7个/盒



尺寸	长 cm/Inch 英寸	外径 cm/Inch 英寸	内径 cm/Inch 英寸	适用犬种	适用体重
7.5 cm	7.5 cm / 2.95"	13-15 cm / 5.1-5.9"	7-8 cm / 2.7-3.1"	博美犬, 吉娃娃	1-3 kg
10 cm	10 cm / 3.93"	15-18 cm / 5.9-7.0"	7-8 cm / 2.7-3.1"	约克夏梗犬, 卷毛比雄犬, 马尔济斯犬	3-5 kg
12.5 cm	12.5 cm / 4.92"	19-21 cm / 7.4-8.2"	9-10.5 cm / 3.5-4.1"	瑞典犬, 蝴蝶犬, 凯安梗, 博得猎狐犬	5-10 kg
15 cm	15 cm / 5.90"	20-22 cm / 7.8-8.6"	10-12 cm / 3.9-4.7"	荷兰犬、苏格兰梗, 比格犬, 爱尔兰梗	10-15 kg
20 cm	20 cm / 8.87"	23-27 cm / 9.0-10.6"	12-14 cm / 4.7-5.5"	澳大利亚牧羊犬, 史宾格犬, 斯塔福斗牛梗	15-20 kg
25 cm	25 cm / 9.84"	34-42 cm / 13.3-16.5"	14-16 cm / 5.5-6.2"	拉布拉多犬, 哈士奇	20-25 kg
30 cm	30 cm / 11.81"	41-48 cm / 16.1-18.8"	15-18 cm / 5.9-7.0"	金毛犬, 拳师犬, 柯利犬, 德牧	25-35 kg



## 巴思图带“康复中”图案易扣颈圈

巴思图带图案颈圈是款引人注目的颈圈,此款带有道路施工主题和道路标识,使用可爱的图案祝福狗狗好运。全透明巴思图图案颈圈沿用经典的巴思图易扣颈圈的装配方式,操作快速、便捷。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP。

货号	描述
273520	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 7.5 cm, 10个/盒
273521	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 10 cm, 10个/盒
273522	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 12.5 cm, 10个/盒
273523	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 15 cm, 10个/盒
273524	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 20 cm, 10个/盒
273525	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 25 cm, 10个/盒
273526	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 30 cm, 10个/盒
273527	巴思图带“康复中”图案易扣颈圈 组合装 7.5 - 30 cm各一个, 7个/盒



**BUSTER**

## 巴思图短头犬专用易扣颈圈

古氏新研发出适合于短头犬颈圈系列。  
适用于短头犬种, 无需调整和剪裁。

- 沿用易扣颈圈的设计, 操作快速、便捷
- 可以保护全身
- 设计有多个调节点, 以确保颈圈适用于不同大小的体型

巴思图短头犬专用易扣颈圈适用于:


- 术后护理
- 伤口护理
- 动物绝育去势术后恢复
- 皮肤急性湿性皮炎或其他皮肤损伤护理
- 皮肤疾病护理

全透明巴思图短头犬专用颈圈沿用经典的巴思图易扣颈圈的装配方式, 操作快速、便捷。

采用环保材料制成。100%聚丙烯PP



货号	尺寸	包装	适用犬种	适用体重
273500	XS 超小号	10个/盒	北京犬, 日本犬, 吉娃娃, 比利时粗毛猎犬	2-6 kg
273501	S 小号	10个/盒	八哥犬, 查理士王小猎犬, 西施犬, 波士顿梗	6-9 kg
273502	M 中号	10个/盒	法式斗牛犬, 拉萨犬	9-16 kg
273503	L 大号	10个/盒	英式斗牛犬, 美式斗牛犬, 拳师犬, 牛头獒犬	18-25 kg
273504	巴思图短头犬专用易扣颈圈 组合装 10个/盒, 2×XS, 3×S, 3×M, 2×L			




尺寸	长 cm	长 Inch 英寸	外径 cm	外径 Inch 英寸	内径 cm	内径 Inch 英寸
XS 超小号	10 cm	3.9"	17-20 cm	6.6-7.8"	8-9 cm	3.1-3.5"
S 小号	12 cm	4.7"	23-25 cm	9.0-9.8"	9.5-10.5 cm	3.7-4.1"
M 中号	16 cm	6.2"	30 - 33 cm	11.8 - 12.9"	12 - 14 cm	4.7 - 5.5"
L 大号	20 cm	7.8"	36 - 40 cm	14.1 - 15.7"	14 - 17 cm	5.5 - 6.6"

## 颈圈架

不锈钢材质的颈圈收纳架, 可用于诊所内存放和展示巴思图系列颈圈。可以同时存放7种不同尺寸的颈圈。

货号	描述
273370	不锈钢颈圈收纳架, 可同时存放7种不同尺寸的颈圈



## 橡胶颈带

可固定巴思图颈圈或作身份识别带。

货号	描述
273300	橡胶颈带, 10个/包



## 巴思图颈带

一款实用且具柔韧性的颈带, 可与巴思图颈圈配套使用。

货号	描述
273492	巴思图颈带 与7.5/10 cm 颈圈配用, 10根/包
273494	巴思图颈带 与12.5/15 cm 颈圈配用, 10根/包
273497	巴思图颈带 与20,25/30 cm 颈圈配用, 10根/包
273498	巴思图颈带 与 35/40 cm 颈圈配用, 10根/包



## 巴思图软颈圈

猫和小型犬专用。无纺布材质,舒适、柔软、防水、易清洁。  
颈圈的形状可变,柔韧性极好,特别适用于猫。

货号 描述  
273384 巴思图软颈圈 猫或小型犬专用,10个/盒



## 兔用颈圈

专为兔子设计的防护颈圈。柔韧的聚乙烯材质制成。  
可有效防止兔子搔抓伤口,特别是当头部或身体有伤口时使用。

货号 描述  
273390 巴思图兔用颈圈,10个/盒



## 鸟用颈圈

专为鸟类设计的一次性防护颈圈。防止鸟类啄食羽毛或伤口。  
同时使用订书钉轻松调节大小。透明材质。

货号 描述  
273375 巴思图鸟用颈圈 XS超小号 直径80 mm,10个/盒  
273376 巴思图鸟用颈圈 S小号 直径100 mm,10个/盒  
273377 巴思图鸟用颈圈 M中号 直径140 mm,10个/盒  
273378 巴思图鸟用颈圈 L大号 直径200 mm,10个/盒  
273372 巴思图鸟用颈圈 组合装,15个/盒,5 x XS,5 x S,3 x M,2 x L

273386 巴思图鸚鵡专用颈圈,N标准码,直径35 mm  
273387 巴思图鸚鵡专用颈圈,L大号,直径45 mm



273386-87



273372-78

## 巴思图可充气颈圈

材质柔软, 佩戴舒适的一款颈圈, 有效防止患犬舔舐或者啃咬伤口、手术缝线位置、皮疹或瘙痒位置。可充气防护颈圈带有一个可充气的内袋, 通过空气阀充气。内袋外侧由尼龙或PVC材质包裹保护, 耐撕咬和刮划。

### 特色

- 不遮挡动物视野
- 持久耐用
- 使动物更具舒适感
- 提供保护, 术后护理头套, 防止动物啃咬伤口或皮疹位置
- 不会碰擦或刮划家具
- 耐撕咬和刮划



## 巴思图可充气尼龙颈圈

6种尺寸可选  
可30°C温水机洗

货号	描述	外径	内径	适用犬种
279808	巴思图可充气颈圈 尼龙 XS超小号	16 cm	5 cm	约克夏梗、蝴蝶犬等犬种
279804	巴思图可充气颈圈 尼龙 S小号	22 cm	7 cm	刚毛猎狐梗、杰克罗素梗等犬种
279805	巴思图可充气颈圈 尼龙 M中号	25.5 cm	11 cm	史宾格犬、边境牧羊犬等犬种
279806	巴思图可充气颈圈 尼龙 L大号	30.5 cm	16 cm	金毛犬、平纹巡回猎犬等犬种
279807	巴思图可充气颈圈 尼龙 XL超大号	36 cm	18 cm	罗威纳犬、大丹犬等犬种
279809	巴思图可充气颈圈 尼龙 XXL极大号	44 cm	22 cm	英式斗牛犬、纽芬兰犬等犬种

## 巴思图可充气PVC颈圈

5种尺寸可选  
方便使用湿毛巾清洁



货号	描述	外径	内径	适用犬种
279814	古氏可充气颈圈 PVC XS超小号	14cm	4cm	约克夏梗, 蝴蝶犬等
279815	古氏可充气颈圈 PVC S小号	22cm	7cm	猎狐犬, 杰克罗素梗等
279816	古氏可充气颈圈 PVC M中号	25.5cm	11cm	中型猎犬, 边境牧羊犬等
279817	古氏可充气颈圈 PVC L大号	30cm	16cm	金毛寻回犬, 德国牧羊等
279818	古氏可充气颈圈 PVC XL超大号	44cm	22cm	罗威纳犬, 大丹犬等

BUSTER	适用动物				特性						材质			样式	
	犬	猫	鸟	兔	柔软/弹力魔术贴	安全包边	实用性 (星级评分*)	安全性 (星级评分*)	舒适性 (星级评分*)	减少皮肤刺激	100%聚丙烯PP	聚氯乙烯PVC	尼龙Nylon	透明防护圈	可充气式
Premium 高端颈圈 	✓				✓	✓	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓			✓	
Comfort 舒适易扣颈圈 	✓	✓				✓	★★★★	★★★★	★★★★		✓			✓	
Design 带图案易扣颈圈 	✓	✓					★★★★	★★★★	★★★★		✓			✓	
短头犬专用易扣颈圈 	✓	✓					★★★★	★★★★	★★★★		✓			✓	
Clic 易扣颈圈 	✓	✓					★★★★	★★★★	★★★★		✓			✓	
Classic 经典颈圈 	✓	✓					★★	★★★★	★★★★		✓				
可充气颈圈, PVC 	✓						★★★★	★★★★	★★★★	✓		✓			✓
可充气颈圈, 尼龙 	✓						★★★★	★★★★	★★★★	✓			✓		✓
无纺布颈圈 	✓**	✓					★★★★	★★★★	★★★★	✓					
鸟用颈圈 			✓				★★	★★★★	★★★★		✓				
兔用颈圈 				✓			★★	★★★★	★★★★		✓				

巴斯图颈圈非常适合用于：

- 术后护理
- 伤口护理
- 动物绝育去势术后恢复
- 皮肤急性湿性皮炎或其他皮肤损伤护理
- 皮肤疾病护理

\*星级评分满分4星    \*\*只适用于小型犬

