


# 你可以感知压力吗?

精准测量调节气囊压力和气量控制

- 世界各地每天都在发生着一个现象, 兽医给气管插管气囊过度充气。这是全世界兽医领域普遍存在的一大问题——对病患而言, 存在很大的伤害和风险
- 我们会惊讶的发现, 只需使用很少量的气体, 即可达到推荐范围20-30 厘米水柱 (cm H<sub>2</sub>O)的气囊压力值, 进而有效密封气道
- 推荐使用AG Cuffill气囊压力指示计为气囊充气, 以最大限度地降低气囊过度充气的风险
- 使用简便、显示直观——在给气囊充气的同时测定其压力值
- 使用AG Cuffill气囊压力指示计后, 我们会发现单凭手指感受压力的做法是非常不准确的测量方法



气囊压力指示计  
货号: 272460

